

CIP Liquid

Kaustični tečni detergent



Opis

Koncentrovani, kaustični tečni detergent za cirkulaciono čišćenje svih pogona za preradu hrane i cevovoda za mleko, velikih rezervoara, HTST pasterizatora, tankova za mešanje, ključanje i posuda za kuvanje.

Ima visok nivo kaustične sode i uklanja mlečne masti, naslage kamenca, polimerizovani ugljenik, ostatke mleka. Sadrži sekvestrant i sredstva za suspendovanje da bi se sprečilo taloženje kalcijuma akumuliranjem na površini tankova i cevovoda. Brzo i efikasno čisti, minimalno peni, efikasan u tvrdoj ili mekoj vodi, dobro se rastvara i ispira, pogodan za upotrebu u robotskim postrojenjima.

Način upotrebe

CIP SISTEMI

Prethodno isprati cevovode sa čistom vodom i ostatke odstraniti kao otpad. Napraviti vruć rastvor *CIP LIQUID*TM (75 - 90°C) u razblaženju od 0,8 - 1%, u zavisnosti od nivoa zaprljanosti. Cirkulisati kroz cevni sistem i velike tankove po potrebi, 15 minuta. Pokrenuti rastvor do stvaranja otpada - ili ako je instaliran sistem za samostalno izbacivanje rastvora, pokrenuti prvih 100 lit za ispitivanje, pre punjenja rezervoara za samostalno izbacivanje otpada. Isprati sistem sa čistom hladnom vodom i ostaviti da se drenira.

SISTEMI ZA PASTERIZACIJU

Prethodno isprati postrojenje za odvod sa hladnom vodom. Napraviti rastvor sa 15 ml *CIP LIQUID*TM po litru vode. U teškoj vodi, koristiti koncentraciju 20 ml *CIP LIQUID*TM po litru. Zagrevati rastvor do 75°C i cirkulisati 20 minuta. Ostaviti postrojenje da se ohladi, ispumpati u odvod i isprati hladnom vodom.

RUČNO ČIŠĆENJE POTAPANJEM

Za čišćenje potapanjem, prvo ukloniti nečistoću ručno koliko je moguće. Napraviti topao rastvor (50°C) *CIP LIQUID*TM koncentracije 1-5% u zavisnosti od zaprljanosti.

Napomena: Ovaj proizvod nije pogodan za upotrebu na aluminijumu ili drugim mekim

Hemijski sastav

Sadrži smešu natrijum-hidroksida i sekvestranata.

Podaci o proizvodu

Izgled:	Tečnost
Miris:	Slabo površinski
Gustina (20°C):	1.350
Boja:	Bezbojan
pH – @1%mas. :	13.0
Rok skladištenja:	3 Godine

Pakovanje:

Pak:	Vel. palete
25lt	24 x 25lt

Proizvođač: Evans Vanodine International PLC, Brierley Road, Walton Summit, Preston, UK. PR5 8AH, qclab@evansvanodine.co.uk

Uvoznik: PHARMANIMA VET d.o.o.
Branka Krsmanovića br. 77, Paraćin,
broj telefona +381 35 567 634,
pharmanimavetpn@gmail.com

